小児用短PDに対応した次世代検眼フレーム

短PD対応検眼フレーム



届出番号: 18B2X10004000233

各色、各サイズとも¥15,800

PDサイズは42から!


年少児から年長児まで対応 サイズはワイドに5バリエーション 42・44・46・48・50と幅広く取り揃えています。

軽い!

軽量素材での組合せで、重さは わずか25.3g *MD62 (46サイズ) での重量

金属はチタン合金、樹脂はポリエステルエラストマー 等を採用。検眼時のお子様の負担を軽減します。





2段階で3.4mm可動

カラーは2色!

親しみやすく、柔らかい色づかい 各サイズでとにブルーとピンクをで用意しています。

ずれにくい!

お子様のお顔に合わせてモダンと パッドは可動式機構を採用

鼻と耳にしっかりと掛かるポジションに調整できるため 検眼中の頂点間距離が安定。正確な測定をサポートします。



レンズは3枚入れOK!

矯正+乱視+プリズムの組合せ可能 柔らかく丈夫で弾性に富んだ樹脂製のホルダーが、しっかりと レンズをホールドします。



丈夫で掛けやすい!

新素材、エクセレンスチタン*採用

ヨロイの素材には形状記憶性にしなやかなバネ性を併せ持つ エクセレンスチタン、モダン形状には接地面が広い抱き込み型を 採用し、お子様のお顔をやさしく&しっかりホールドします。

(*エクセレンスチタンとは)金属研究の世界的権威である東北大学金属材料研究所とシャルマンとの8年に渡る産学共同研究により開発された、ニッケルフリーの形状記憶チタン合金です。

CHARMANT

株式会社シャルマン | メディカル事業部 カスタマーサービス 〒916-8555 福井県鯖江市川去町6-1 Tel.0120-180-807 Fax.0120-030-887 www.charmant-medical.com

NA

軽量前枠、楽々チェンジ。

スムーズな「シーン別レンズ提案」が可能に!

シャルマンの新提案。

「スマートテスター」誕生。

PD 別フロント着脱式検眼フレーム

特許出願中



詳しくは **動画** で チェック!



<u>形状記憶・しなやかなバネ性</u>の「エクセレンスチタン」を搭載。

型崩れなく、軽い抜群の装着感を実現!

マグネットで楽々着脱。

PD (12サイズ) と顔幅 (2サイズ) 組み合わせ自由自在。 フロント/フレームが別構造、掛け外しで 歪まない!



フルセット用ケース

新構造により、使い勝手のよさもアップ。

- ・フロントPD(12サイズ)とフレーム(2サイズ)で省スペース収納!
- ・調整も可能なパッド&モダン
- ・PD サイズ別に分かりやすく 3 カラー展開



ブルー 50・52・54・56 mm



ブラウン 58・60・62・64 mm



グレー 66・68・70・72 mm