KURODA INSTRUMENTS for Microvascular Bypass Surgery

黒田式マイクロ鑷子Dx



31-1112 黒田式マイクロ鑷子Dx Straight CM Kuroda-Forceps Dx Straight CM








31-1113 黒田式マイクロ鑷子Dx Curved CM Kuroda-Forceps Dx Curved CM










CHARMANT



New Models

黒田式マイクロ鑷子 Dx Straight

Kuroda-Forceps Dx Straight



医療機器届出番号/18B2X10004000229 Materials/Springy titanium alloy






Scale 1/1

黒田式マイクロ鑷子 Dx Straight CM

Kuroda-Forceps Dx Straight CM



医療機器届出番号/18B2X10004000230 Materials/Springy titanium alloy






Scale 1/1

黒田式マイクロ鑷子 Dx Curved CM

Kuroda-Forceps Dx Curved CM



医療機器届出番号/18B2X10004000230 Materials/Springy titanium alloy






Scale 1/1

Current Models

黒田式マイクロ鑷子

Kuroda-Forceps



SKU		Length	Tip	Price (exc.tax)	
3	31-1101 / 31-1107	130mm	0.1mm / 0.2mm	¥ 50,000	

医療機器届出番号/18B2X10004000126 Materials/Springy titanium alloy



31-1101 Scale 1/1

黒田式マイクロ鑷子 CM

Kuroda-Forceps CM



31-1102 / 31-1108	130mm	0.1mm / 0.2mm	¥ 55,000
医療機器届出番号/18B2X100 Materials/Springy titanium	04000127		
	CHARM Made in	ANT).1	

31-1102 Scale 1/1

※Not all products are available in all markets. ※製品によって販売されていない地域があります。

**Designs and specification subject to change without notice **製品仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



