



OHKI INVENTS



医学博士 大木 隆生

東京慈恵会医科大学
外科学講座 Chairman (統括責任者)
血管外科 教授

大木先生は、米国 Albert Einstein 医科大学外科教授を兼任し、「Best Doctor in New York」に 4 年連続選出された世界的外科医。New York Japan 「米国で認められた日本人 10 人」、「世界で尊敬される日本人 100 人」に選出。「NHK プロフェッショナル 仕事の流儀」を始め、多数メディアにスーパードクターとして紹介。

下肢静脈瘤の瘤切に使用する静脈瘤把持鉗子です。
静脈瘤フックとの併用により、整容的でより仕上がりの良い静脈瘤手術を可能にします。

- 特長
1. 1つの小切開口から広範囲の瘤切

2. ちぎれて体内に引込んでしまった静脈を再把持

3. 小さく入れて大きくしっかりつかむ機能

素 材	ステンレス合金
全 長	30-0401 / 130mm 30-0402 / 150mm
医療機器 届出番号	18B2X10004000102



有効長 25mm
Scale 1/1



30-0401
ショート



有効長 45mm
Scale 1/1



30-0402
ロング

OHKI バームは、術者の手数を減らすマルチタスク剪刀です。
術中の手術器械の持ち替えや交換・器械出しの回数が減り、手術のリズムが良くなります。

- 特 長
- 「切る、拡げる、つまむ」を可能にする 5 つの機能
1. 切

る

：生体組織・縫合糸を切離する機能
2. 拡げる

：生体組織を剥離する機能
3. つまむ

：先端部で組織をつまんで剥離する機能
4. つまむ

：血管をつまんで止血する機能
5. つまむ

：結紮のために糸をつまんで通す機能

素 材	ステンレス合金
全 長	30-0101 / 183mm
	30-0102 / 235mm
	30-0103 / 160mm
医療機器 届出番号	18B2X10004000084



先端拡大



Scale 1 / 1

30-0103



30-0101

Scale 1/1



30-0102

30-0501 30-0502 | OHKI トンネラー (ショート / ロング)

人工血管・静脈グラフトのトンネリングを容易・確実に。

- 特 長**
1. 従来のように人工血管とトンネラーを縫着する準備作業が不要です。
 2. 小さな切開創から通しても先端が容易に開き、無理なく人工血管等を把持出来ます。

- 用 途**
1. F-P/Ax-Fem/F-Fbypass/SubC-SubC
 2. 透析シャント術
 3. チェストチューブ、腹腔ドレーンを通す

素 材	純チタン
全 長	30-0501 / 368mm 30-0502 / 310mm
医療機器 届出番号	18B2X10004000103



先端拡大



30-0502 (ショート)
シャント / 各種ドレーン用

Scale 1/1



30-0501 (ロング)
各種バイパス手術用

内頸動脈／膝窩動脈（ショート／ロング）

特 長 | CEA の際の内頸動脈の遮断のフィット感
| 頸部分岐・腹部分岐・大腿膝窩動脈遮断用

素 材	ステンレス合金
全 長	30-0302 / 107mm 30-0304 / 124mm
医療機器 届出番号	30-0302 / 18B2X10004000105 30-0304 / 18B2X10004000107



先端拡大



先端拡大

30-0302
ショート・アングル30-0304
ロング・アングル

Scale 1/1

内頸動脈頸部分岐・腹部分岐・大腿膝窩動脈遮断用

特 長 | カウンターインシジョンから小さく入れて大きく遮断。
柄は閉じたまま先端のジョーが連動して開口します。

素 材	ステンレス合金
全 長	30-0303 / 106mm 30-0305 / 122mm
医療機器 届出番号	30-0303 / 18B2X10004000106 30-0305 / 18B2X10004000108



先端拡大



30-0303
スモールカーブショート



先端拡大



30-0305
スモールカーブロング

Scale 1/1

30-0002

OHKI スクレーパー

血管の内膜剝離を安全確実にするスクレーパーです。

- 特長
1. 外膜を傷つけない強弯形状

2. プラーク・アテロームの剝離を容易にします。

素 材	純チタン、チタン合金
全 長	228mm
医療機器 届出番号	18B2X10004000114



先端拡大



Scale 1/1

深い術野の直角切を可能にします。
頸動脈、大腿動脈、膝窩動脈の内膜剥離術の際に、
プラークを血管から直角に切離するために使用します。

素 材	高硬度特殊合金、ステンレス合金
全 長	113mm
医療機器 届出番号	18B2X10004000099



Scale 1/1



俯瞰図

● 製品仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

● 製造販売元

株式会社 シヤルマン
〒916-8555 福井県鯖江市川去町 6-1