

# ハイブリッド手術に対応する X線透過型開創器

爪長さにバリエーションを追加しました

特許出願中  
Patent Pending

30-0611  
爪長さ：20mm



30-0612  
爪長さ：27mm



NEW

100mm

20mm

27mm



182mm

Scale 1/1

※最大開創幅は開創する部位によって多少変わります。

"Not all products are available in all markets." 製品によって販売されていない地域があります。

※Designs and specification subject to change without notice ※製品仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

## CHARMANT

# 臨床評価

## X線を透過し診断画像に影響を与えません


- 胸部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術 (TEVAR)
- 腹部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術 (EVAR)
- 閉塞性動脈硬化症に対する経皮的血管形成術 (PTA)
- 経カテーテル大動脈弁置換術 (TAVI) など、  
X線を併用したハイブリッド手術室での手術が増加しています。



従来型開創器



X線透過型開創器



SKU	Materials	Total Length	Price
開創器先端3-4本爪セット Retractor Tips 3-4 30-0611	PEEK+Carbon	62.9 爪長さ:20mm	52,500円 (税別)

医療機器届出番号 18B2X10004000187



**NEW**

SKU	Materials	Total Length	Price
開創器先端3-4本ロング爪セット Retractor Tips 3-4 (Long) 30-0612	PEEK+Carbon	62.9 爪長さ:27mm	52,500円 (税別)

医療機器届出番号 18B2X10004000202

- ハンドルは共通でお使いいただけます

SKU	Materials	Total Length	Price
開創器ハンドル Retractor Handle 30-0601	PEEK+Carbon Titanium alloy Titanium	119.1	97,500円 (税別)

医療機器届出番号 18B2X10004000186



# CHARMANT

株式会社 **シャルマン** メディカル事業部 カスタマーサービス

〒916-8555 福井県鯖江市川去町6-1

TEL.0120-180807 FAX.0120-030887 [www.charmant-medical.com](http://www.charmant-medical.com)