

NEW

軽量前枠、楽々チェンジ。

スムーズな「シーン別レンズ提案」が可能に！

シャルマンの新提案。

「スマートテスター」誕生。

PD 別フロント着脱式検眼フレーム


特許出願中



詳しくは
動画で
チェック！

約
35g 超軽量！

樹脂 & アルミ & チタン製



形状記憶・しなやかなバネ性の
「エクセレンスチタン」を搭載。

型崩れなく、軽い**抜群の装着感**を実現！

マグネットで**楽々着脱**。

PD (12サイズ) と顔幅 (2サイズ) 組み合わせ **自由自在**。

フロント/フレームが別構造、掛け外して **歪まない！**

ケースカバーは
取り外し可能



フルセット用ケース

新構造により、使い勝手のよさもアップ。

- ・フロントPD (12サイズ) とフレーム (2サイズ) で省スペース収納！
- ・調整も可能なパッド & モダン
- ・PD サイズ別に分かりやすく 3 カラー展開



ブルー
50・52・54・56 mm



ブラウン
58・60・62・64 mm



グレー
66・68・70・72 mm

CHARMANT

「エクセレンスチタン」のご紹介



EXCELLENCETITAN

「エクセレンスチタン」は、シャルマンと東北大学金属材料研究所との、8年に亘る共同研究の結果開発に成功した新しいチタン合金です。しなやかなバネ性・形状記憶性・ニッケルフリーの安全性といった「メガネに最適な特徴」を備えており、メガネフレームでは既にシャルマンの数多くのプロダクトに搭載され、多くの皆様にご愛用いただいている実績のある金属素材です。ベースフレームのヨロイ部分に使用する事で、すっきりとしたデザインとなり、型崩れやズレも防止しながら、快適な装着感という、あたらしい検眼フレームが実現しました。

エクセレンスチタンの特徴



しなやかなバネ性



形状記憶性




ニッケルフリー




優れた加工性

ベースフレーム（モダン・パッド付）Sサイズ




MD10

ベースフレーム（モダン・パッド付）Mサイズ



MD11

PD別フロント



一般医療機器区分	検眼レンズフレーム													
販売名	PD別フロント着脱式検眼フレーム													
タイプ	ベースフレーム（モダン・パッド付）		PD別フロント											
	Sサイズ	Mサイズ	PD:50mm	PD:52mm	PD:54mm	PD:56mm	PD:58mm	PD:60mm	PD:62mm	PD:64mm	PD:66mm	PD:68mm	PD:70mm	PD:72mm
品番	MD10	MD11	MD10A	MD10B	MD10C	MD10D	MD10E	MD10F	MD10G	MD10H	MD10J	MD10K	MD10L	MD10M
カラー	白パール	グレーパール	ブルー				ブラウン				グレー			
	パッド・モダン：グレー													
重量	各19g		各16g											
一般医療機器 届出番号	18B2X10004000211													
知財関連	特許出願中													

お問い合わせ先

シャルマン メディカル事業部カスタマーサービス TEL.0120-180807 FAX.0120-030887