

CHARMANT

微細な溝が生み出す
確かな把持力と、睫毛の
切れにくさを実現。

0.12mm ピッチの
微細な滑り止め加工


シャルマン
ボープル式睫毛鑷子
37-0059

全長	重量	価格 (税抜 / 税込)
105.0mm	10.4g	54,000 / 59,400 円

製造販売届出番号 / 18B2X10004000151
Materials: Stainless steel



(01)00883475952254



CROSS
MAX

微細レーザを用いたシャルマン独自のクロス MAX 仕様は
滑りを抑え、抜毛時の断毛リスクを低減します。

剛性の高いボディを継承し、先端の把持面に改良を加えた
進化バージョンになります。

